

C-MAG-HP-4-[3581600] 가열기 핫플레이트

제품특징

- 탁월한 내화학성을 제공하는 세라믹 유리로 만든 새로운 열판입니다.
- 550°C의 안전 회로
- Hot Top 표시 >> 화상을 방지하기 위해 뜨거운 표면 경고!
- 디지털 디스플레이 (LED)를 통한 정확한 온도 설정
- 디지털 오류 코드 표시
- 액체 오염로부터 보호를 위한 높은 곳에 설계된 제어 패널



제품사양

Model	C-MAG-HP-4
가열점 수	1
열출력	250 W
가열 온도 범위	50 - 500 °C
열 제어	LED
열 제어 정확도	10 ±K
최대 용적	5 l
가열 속도	2.5 K/min
설정판 재료	세라믹
설정판 치수	100 x 100 mm
치수 (W x H x D)	150 x 105 x 260 mm
무게	3 kg
허용 주위 온도	5 - 40 °C
허용 상대 수분	80 %
DIN EN 60528에 의거한 보호 등급	IP 21
전압	230 / 120 / 100 V
주파수	50/60 Hz
입력 전력	255 W