

RH-basic-2-IKAMAG®-[3339000] 마그네틱교반기 자력교반기

제품특징

- 스테인리스강 으로 구성된 경제적인 자석 교반기 입니다.
- 400°C까지 견딜수 있는 안정성
- 소프트 스타트 교반 모터



제품사양

Model	RH-basic-KTC
교반 위치 번호	1
최대 교반량 (H2O)	10 l
모터 정격 출력	2 W
속도 제어	척도 0 - 6
속도 범위	100 - 2000 rpm
열출력	400 W
가열 온도 범위	실내 온도 - 320 °C
열 제어	척도 1 - 6
고정 안전 회로	400 °C
설정판 재료	스테인리스강 1.4301
설정판 치수	Ø 125 mm
치수 (W x H x D)	168 x 105 x 220 mm
무게	2.4 kg
허용 주위 온도	5 - 40 °C
허용 상대 수분	80 %
DIN EN 60528에 의거한 보호 등급	IP 21
전압	220 - 240 / 115 / 100 V
주파수	50/60 Hz
입력 전력	415 W