

KYY-80 Portable Sonicators 초음파 추출.파쇄.균질.분산.유화기



❖ KYY-80

제품특징

- 가벼운 무게와 한 손에 잡히는 소형 초음파 유화기로 Hand-held type으로 사용가능
- 초음파 트랜스 듀서와 초음파 프로세서가 통합된 휴대용 초음파 유화기
- 주파수 자동 추적, 초음파 진폭으로 인한 과부하 자동으로 보정
- 소량의 시료 분산 용이 (150ul ~ 100ml)
- 편리한 조작방법
- 나노 분산 최적화 장비

초음파 분산 응용

- 세포, 세균, 바이러스 조직의 파쇄
- 혼합물 용해, 추출, 촉매, 화학반응 촉진
- 나노 분산

제품사양

Model	KYY-80
Ident No.	K910001
Frequency	23 KHz
Output power	80W
Volume range (H2O)	150ul ~ 50ml
Probe diameter	3mm
Dimension	320 x 70mm
Weight	0.5kg